

Sugi® Endopads*



Sterile Endoskop-Pads zum Einmalgebrauch

Der Sugi® Endopad ermöglicht eine sichere und sanfte Reinigung der Endoskopoptik bei gleichzeitiger Benetzung mit einer Antibeschlaglösung. Wo und in welcher Position auch immer Sie das Pad mit seinem Haftstreifen auf der Unterseite der Schale befestigen – das Material aus natürlicher Baumwolle und regenerierter Cellulose hält die Flüssigkeit zuverlässig fest. Sogar auf dem Kopf stehend garantieren Sugi Endopads die bequeme und sanfte Reinigung der Optik immer dicht am OP-Feld. Durch fest eingebundene Fasern des Materials wird die Sicht nicht beeinträchtigt.

Ihr Nutzen auf einen Blick:

- Lässt sich – durch Haftstreifen auf der Rückseite der Schale – nahe dem Operationsfeld fixieren. Und das auf jedem Material
- Hält die Antibeschlaglösung zuverlässig fest – in jeder Position
- Fest eingebundene Fasern im Material gewährleisten immer ein klares Sichtfeld

HNO

ANWENDUNG

Sugi® Endopads*

- Intraoperative Benetzung optischer Instrumente (z.B. Endoskope) mit Antibeschlaglösung
- Sanfte und sichere Feuchtreinigung der Endoskopoptik

Sugi® Endopads*
6 x 1 Stück

Ø 34 mm

REF 31785

Anti-Fog-Set

Sugi® Endopad und Anti-Fog Lösung (Defogger™)

10 x 1 Stück

REF 36012.c1

