


Sugi® Rhino-Long



Sterile Saugtupfer zum Einmalgebrauch

Sugi® Rhino-Long befreien das Wundgebiet schnell und zuverlässig von Blut und Sekret. Das Saugmaterial aus Baumwolle und regenerierter Cellulose kann in weniger als 3 Sekunden das 20-fache seines Eigengewichtes absorbieren. Als Medikamententräger für vasokonstriktorische Lösungen oder als Tamponade erweist sich Sugi® als optimales Hilfsmittel. Sowohl Tupfer als auch Streifen bestechen durch außerordentliche Reißfestigkeit, hohe Biokompatibilität und leichte Extrahierbarkeit.

Ihr Nutzen auf einen Blick:

- Einsatz nur weniger Tupfer dank schneller und sehr hoher Aufsaugkapazität
- Vollständige Benetzung der Schleimhautoberfläche mit wässrigen oder antibiotischen Lösungen
- Bessere Blutstillung durch sanfte, gleichmäßige Kompression der Schleimhautoberfläche
- Kein Zurückbleiben von Fasern auf Wundoberflächen bzw. optischen Instrumenten
- Leichte Extrahierbarkeit durch angeschlossenen Rückholfaden
- Hohe Reißfestigkeit
- Flexible Anwendungsmöglichkeiten
- Hohe Biokompatibilität

HNO

ANWENDUNG

Sugi® Rhino-Long

- prä-, intra- und postoperativ: als Tamponade und Medikamententräger für wässrige oder antibiotische Lösungen, insbesondere bei Septumplastiken, Septo-Rhinoplastiken, Conchotomie, NNH-Operationen
- präoperativ: zum Transport vasokonstriktiver Lösungen auf die Schleimhaut des Eingriffsgebietes
- Tupfer bei endoskopischen Eingriffen im HNO-Bereich
- Tupfer bei rhinochirurgischen Schädelbasisoperationen
- Intraoperativ zur Aufnahme von Blut und Sekret in unterschiedlichen Fachgebieten

Sugi® Rhino-Long
10 x 4 Stück

40 x 12 mm

REF 31778

