


# Sugi® Rhino Saugtupfer\*



## Sterile Saugtupfer zum Einmalgebrauch

Sugi® Rhino Saugtupfer befreien das Wundgebiet schnell und zuverlässig von Blut und Sekret. Das Saugmaterial aus Baumwolle und regenerierter Cellulose kann in weniger als 3 Sekunden das 20-fache seines Eigengewichtes absorbieren. Als Medikamententräger für vasokonstriktorische Lösungen oder als Tamponade erweist sich Sugi® als optimales Hilfsmittel. Sowohl Tupfer als auch Streifen bestechen durch außerordentliche Reißfestigkeit, hohe Biokompatibilität und leichte Extrahierbarkeit.

### Ihr Nutzen auf einen Blick:

- Einsatz nur weniger Tupfer dank schneller und sehr hoher Aufsaugkapazität
- Vollständige Benetzung der Schleimhautoberfläche mit wässrigen oder antibiotischen Lösungen
- Bessere Blutstillung durch sanfte, gleichmäßige Kompression der Schleimhautoberfläche
- Kein Zurückbleiben von Fasern auf Wundoberflächen bzw. optischen Instrumenten
- Leichte Extrahierbarkeit durch angeschlungenen Rückholfaden
- Hohe Reißfestigkeit
- Flexible Anwendungsmöglichkeiten
- Hohe Biokompatibilität

## HNO

### ANWENDUNG

#### Sugi® Rhino Saugtupfer\*

- prä-, intra- und postoperativ: als Tamponade und Medikamententräger für wässrige oder antibiotische Lösungen, insbesondere bei Septumplastiken, Septo-Rhinoplastiken, Conchotomie, NNH-Operationen
- präoperativ: zum Transport vasokonstriktiver Lösungen auf die Schleimhaut des Eingriffsgebietes
- Tupfer bei endoskopischen Eingriffen im HNO-Bereich
- Tupfer bei rhinochirurgischen Schädelbasisoperationen
- Intraoperativ zur Aufnahme von Blut und Sekret in unterschiedlichen Fachgebieten

<b>Sugi® Rhino Saugtupfer*</b> 10 x 10 Stück	12 x 10 mm	REF 31731
<b>Sugi® Rhino Saugtupfer*</b> 10 x 6 Stück	12 x 10 mm	REF 31732
<b>Sugi® Rhino Saugtupfer*</b> 10 x 10 Stück	15 x 13 mm	REF 31741
<b>Sugi® Rhino Saugtupfer*</b> 10 x 6 Stück	15 x 13 mm	REF 31742

